

## BIOCARD Celiac Test

Testul celiac **BIOCARD** detecteaza autoanticorpii **IgA** dintr-o picatura de sange recoltat din deget. Va rugam cititi cu atentie acest prospect! Testul se face intr-o incapere bine luminata cu ajutorul unui ceas.

**Funcționarea testului:** Testul ne ajuta la recunoasterea bolii celiace, dar pentru diagnoza precisa trebuie consultat medicul specialist. De stiut ca in cazul in care tinem o dieta fara gluten scade nivelul anticorpilor IgA ,care dupa 6 luni nu se mai pot detecta din sange. Din acest motiv testul va fi negativ cea ce ajuta si la verificarea eficientei dietei efectuate. Testul se efectueaza dintr-o picatura de sange si dureaza aproximativ 5 minute. Recoltarea probei este fara durere.

**Continutul pachetului:**

- 1 plic aluminiu cu o caseta de test + pipeta
- 1 ac steril automat pentru recoltare
- 1 recipient plastic cu o epruveta capilara
- 1 tampon alcoolic pentru sterilizare
- 1 plastura
- 1 recipient plastic cu 0,5ml solutie puffer

**Efectuarea testului:** Toate componentele sa fie la temperatura camerei si la indemana.

**Desfacem recipientul cu solutia puffer!** Scoateti caseta de test si eprubeta din plic. Asezam testul pe o suprafata orizontala, uscata cu partea de testare in sus. Testul trebuie folosita in maxim 10 minute dupa desfacerea din plic!

**1** Rotim usor de doua ori capacul gri de pe acul automat dupa care indepartam capacul.

**2** Masam varful degetului pana cand se umple cu sange. Sterilizam cu tamponul alcoolic dupa care asteptam sa se usuce.

**3** Apasam puternic degetul sterilizat pe gaura acului automat si intre timp apasam pe butonul de declansare situat pe partea de sus a automatului.

**4** Din sangele iesit umplem epruveta capilara tinand aceasta apasat pe deget in pozitie orizontala.

**5** Asezam epruveta capilara in recipientul cu solutie puffer dupa care insurubam capacul epruvetei si scuturam pana se omogenizeaza sangele cu solutia.

**6** Dupa ce sa omogenizat desfacem capacul epruvetei si cu ajutorul pipetei sustragem lichidul obtinut si picuram **3 picaturi** in orificiul **S** din partea stanga a testului. Dupa introducerea probei nu ne mai atingem de test timp de 2 minute. Rezultatul obtinut se poate citi dupa 5 minute. **Nu mai evaluati rezultatul dupa 10 minute!**

**Evaluarea rezultatului:** Rezultatul este **pozitiv** daca apare dunga rosie in cimpul din dreapta **C** si dunga rosie sau rosiatica in cimpul din stanga **T**. Rezultatul este **negativ** daca apare dunga rosie in cimpul din dreapta **C** si nu apare dunga in cimpul din stanga **T**. Daca nu apare dunga nici in cimpul din dreapta este posibil ca nu sa folosit testul corespunzator. In acest caz trebuie repetat testul cu componente noi.

Rezultatul **pozitiv** indica prezenta anticorpilor IgA. Prezenta acestor anticorpi probabilizeaza boala celiaca. Dar pentru o diagnoza precisa trebuie consultat medicul specialist.

Rezultatul **negativ** prezinta lipsa anticorpilor IgA. Daca nu suferiti de imunodeficienta si nu tineti dieta fara gluten, prezenta bolii celiace este practic exclus. Daca totusi aveti probleme gastrice trebuie consultat medicul.

**Sfaturi:** Daca nu se respecta instructiunile testul poate da erori. Diagnosticul final trebuie dat de medic. Nu incepeti o dieta celiaca fara acordul medicului, acesta ducand la eventuale erori in diagnoze si teste de laborator. Acest test Biocard este foarte precis, rezultatele nu sunt influentate de consumul de alcool sau de calmante. Testul si celelalte componente se pot folosi o singura data. Nu folositi testul dupa pierderea valabilitatii sau daca sunt in ambalaje deteriorate. Componentele dupa utilizare sunt considerate deseuri menajere. A nu se lasa la indemana copiilor!